

**Sacchetto sigillabile****AS ONE**

Sacchetto con zip, sigillabile.

- Tasche stand-up
- Film 5 strati: PET, SPE, AL, SPE, e PE
- Alta barriera contro ossigeno e vapore acqueo
- Protezione contro gli effetti delle radiazioni UV
- Range di temperatura: -40 °C ... 90 °C



| Code        | Description                                | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|
| LLG04665050 | Sacchetto sigillabile, opaco, 90 x 115 mm  | 50 pz.    |
| LLG04665051 | Sacchetto sigillabile, opaco, 100 x 160 mm | 50 pz.    |
| LLG04665052 | Sacchetto sigillabile, opaco, 120 x 180 mm | 50 pz.    |
| LLG04665053 | Sacchetto sigillabile, opaco, 140 x 200 mm | 50 pz.    |
| LLG04665056 | Sacchetto sigillabile, opaco, 160 x 230 mm | 50 pz.    |
| LLG04665057 | Sacchetto sigillabile, opaco, 180 x 260 mm | 50 pz.    |
| LLG04665058 | Sacchetto sigillabile, opaco, 200 x 280 mm | 50 pz.    |
| LLG04665060 | Sacchetto sigillabile, opaco, 110 x 170 mm | 50 pz.    |
| LLG04665061 | Sacchetto sigillabile, opaco, 130 x 190 mm | 50 pz.    |
| LLG04665062 | Sacchetto sigillabile, opaco, 150 x 210 mm | 50 pz.    |
| LLG04665054 | Sacchetto sigillabile, opaco, 300 x 420 mm | 25 pz.    |
| LLG04665055 | Sacchetto sigillabile, opaco, 340 x 480 mm | 25 pz.    |
| LLG04665059 | Sacchetto sigillabile, opaco, 220 x 300 mm | 50 pz.    |
| LLG04665063 | Sacchetto sigillabile, opaco, 240 x 340 mm | 50 pz.    |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

