

**Sacchetto sigillabile****AS ONE**

Sacchetto con zip, sigillabile.

- Tasche stand-up
- Film 5 strati: PET, SPE, AL, SPE, e PE
- Alta barriera contro ossigeno e vapore acqueo
- Protezione contro gli effetti delle radiazioni UV
- Range di temperatura: -40 °C ... 90 °C



Code	Description	Packaging
LLG04665050	Sacchetto sigillabile, opaco, 90 x 115 mm	50 pz.
LLG04665051	Sacchetto sigillabile, opaco, 100 x 160 mm	50 pz.
LLG04665052	Sacchetto sigillabile, opaco, 120 x 180 mm	50 pz.
LLG04665053	Sacchetto sigillabile, opaco, 140 x 200 mm	50 pz.
LLG04665056	Sacchetto sigillabile, opaco, 160 x 230 mm	50 pz.
LLG04665057	Sacchetto sigillabile, opaco, 180 x 260 mm	50 pz.
LLG04665058	Sacchetto sigillabile, opaco, 200 x 280 mm	50 pz.
LLG04665060	Sacchetto sigillabile, opaco, 110 x 170 mm	50 pz.
LLG04665061	Sacchetto sigillabile, opaco, 130 x 190 mm	50 pz.
LLG04665062	Sacchetto sigillabile, opaco, 150 x 210 mm	50 pz.
LLG04665054	Sacchetto sigillabile, opaco, 300 x 420 mm	25 pz.
LLG04665055	Sacchetto sigillabile, opaco, 340 x 480 mm	25 pz.
LLG04665059	Sacchetto sigillabile, opaco, 220 x 300 mm	50 pz.
LLG04665063	Sacchetto sigillabile, opaco, 240 x 340 mm	50 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

