




Setti per tappi a vite ND24

LLG Labware

LLG- Setti per tappi a vite ND24



Code	Description	Packaging
LLG04008291	Setti per tappi a vite ND24, Ø 22 mm, Materiale Silicone/PTFE, Colore Bianco/beige, Durezza Shore 45 A, Spessore 3,2 mm	100 pz
LLG09003542	Setti per tappi a vite ND24, Ø 22 mm, Materiale Butile/PTFE, Colore Rosso/grigio, Durezza Shore 55 A, Spessore 2,5 mm	1000 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

