




**Setti per tappi a vite ND24**

**LLG Labware**

**LLG- Setti per tappi a vite ND24**



Code	Description	Packaging
LLG04008291	Setti per tappi a vite ND24, Ø 22 mm, Materiale Silicone/PTFE, Colore Bianco/beige, Durezza Shore 45 A, Spessore 3,2 mm	100 pz
LLG09003542	Setti per tappi a vite ND24, Ø 22 mm, Materiale Butile/PTFE, Colore Rosso/grigio, Durezza Shore 55 A, Spessore 2,5 mm	1000 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

