

**Chiusure PP a vite ND24, UltraBond****LLG Labware****LLG-Chiusure PP a vite ND24, UltraBond**

Tappo+Setto formano un'unità inseparabile, così il setto non può essere spinto nel vials, nemmeno con un ago smussato.



Code	Description	Packaging
LLG04008292	Chiusure PP a vite ND24, UltraBond, Colore Bianco, senza foro, Materiale del setto Silicone/PTFE, Colore del setto Bianco/beige, Spessore 3,20 mm, Durezza Shore 45 A	100 pz
LLG04008293	Chiusure PP a vite ND24, UltraBond, Colore Bianco, Con foro, Ø foro 15,0 mm, Materiale del setto Silicone/PTFE, Colore del setto Bianco/beige, Spessore 3,20 mm, Durezza Shore 45 A	100 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

