



Base, flessibile, zinco pressofuso

Base, flessibile, zinco pressofuso. In zinco pressofuso, con ganasce nichelate rivestite in vinile.
Lunghezza stelo 300mm, diam.82mm , base pesante e stabile.



Code	Description	Packaging
LLG07605582	Base con asta flessibile, ganasce curve, apertura ganasce 12 - 25 mm	1 pz
LLG06303795	Base con asta flessibile, tre elementi, apertura ganasce 0 - 40 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

