

**Provette per centrifuga, cilindriche, PP****Kartell**

Provette per centrifuga, cilindriche, PP. In PP. Autoclavabili. Possono sopportare temperature fino a +120 °C. Con bordo. Alta resistenza chimica. Non possono essere usate con fiamma libera. Possono anche essere utilizzate come normali provette test. Translucenza molto buona.



Code	Description	Packaging
LLG06205169	Provetta per centrifuga, cilindrica, 110 ml, Ø 40 mm, h 119,0 mm	25 pz
LLG06204878	Provetta per centrifuga, cilindrica, 16 ml, Ø 17 mm, h 101,0 mm	500 pz
LLG06205839	Provetta per centrifuga, cilindrica, 31 ml, Ø 24 mm, h 93,0 mm	50 pz
LLG06205674	Provetta per centrifuga, cilindrica, 48 ml, Ø 30 mm, h 104,0 mm	25 pz
LLG09315830	Provetta per centrifuga, cilindrica, 7 ml, Ø 12 mm, h 100,0 mm	100 pz
LLG09315831	Provetta per centrifuga, cilindrica, 70 ml, Ø 35 mm, h 99,5 mm	20 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

