



## Accessori per sonicatore UP200H

Hielscher Ultrasonics

Accessori per SONICATORE UP200H. Sonotrode S3, titanio, lunghezza circa 100 mm  
Sonotrode S7, titanio, lunghezza circa 100 mm  
Sonotrode S14, titanio, lunghezza circa 100 mm  
Sonotrode S40, titanio, lunghezza circa 100 mm  
Stativo ST1-16, asta diam.16mm, acciaio inossidabile, base (L x P x H) 300 x 150 x 600mm  
Box per protezione dal rumore SB3-16, con tavolo regolabile e asta stativo 16 mm  
Timer T1, da 00:00 - 99:59 (min:sec)



Code	Description	Packaging
LLG04005992	Punta S40, Ø 40 mm, per volume 100-2000 ml per SONICATORE UP200H	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

