



Colorimetro Ultrospec 35c

Biochrom

Colorimetro compatto e portatile per la misurazione dell'assorbanza/trasmmissione di campioni liquidi in una cuvetta o in una provetta a una determinata lunghezza d'onda per determinare la concentrazione molecolare. Ideale per l'uso in laboratorio o sul campo per la quantificazione e l'analisi in scienze biologiche, chimica e fisica.

- Ampio display LCD a colori touchscreen retroilluminato da 4,3";
- Porte USB per l'esportazione dei dati di misura;
- Modalità: Assorbanza, trasmissione %, cinetica;
- Lunghezze d'onda selezionabili: 450, 500, 520, 540, 600, 640 nm;
- Memorizzazione dei dati di misura;
- Facile pulizia e manutenzione.

La fornitura include: colorimetro, cavo USB-C, 8 cuvette, guida rapida, alimentatore con adattatore EU, UK, China/AUS, US.

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

