



Frigoriferi e congelatori da laboratorio con interno anti-scintilla LKexv / LKUexv / LGex / LGUex / LCexv con controller elettronico Comfort. Il range di strumenti da laboratorio con controller elettronico Comfort comprende due frigoriferi, due congelatori ed un frigo-congelatore combinato con interno anti-scintilla, specifico per conservare sostanze esplosive ed altamente infiammabili - ad esempio nell'industria chimica o in laboratori speciali. Gli interni di questi strumenti sono conformi alle normative di sicurezza della Direttiva EU 94/9/EC (ATEX 95) e sono state testate dalla electro-suisse - SEV, l'organizzazione per la valutazione della conformità ATEX.

- Sistema di raffreddamento dinamico (frigoriferi), o statico (congelatori)
- Controller elettronico di precisione con display digitale della temperatura
- Ripiani di vetro, flessibili, regolabili in altezza
- Cassetti comodi, con facile visuale del contenuto (congelatore)
- Porta auto-chiudente con serratura integrata
- Allarme temperatura e porta, acustico e visivo
- Allarme visivo mancanza di corrente al ripristino della stessa
- Memoria dati integrata con temperature min/max
- Contatto a potenziale zero che trasmette l'allarme ad un sistema di allarme esterno remoto
- Interfaccia RS 485 che consente documentazione esterna
- Porta di accesso per sensore esterno di temperatura
- Massima consistenza e stabilità di temperatura secondo IEC 60068-3



Code	Description	Packaging
LLG09698690	Congelatore LGUex 1500, 139 L, -9/-26 °C	1 pz
LLG09698682	Frigo LKUexv 1610, 141 L, +3/+ 8 °C	1 pz
LLG09698677	Frigocongelatore LCexv 4010, 254/107 L,, +3/+8, -9/-30 °C	1 pz
LLG09698691	Congelatore LGex 3410, 310 L, -9/-30 °C	1 pz
LLG09698685	Frigo LKexv 3910, 360 L, +3/+8 °C	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

