



Frigoriferi da laboratorio tipo LKv ed LKUv, fino a +3°C e frigo-freezer LCv, fino a +3/-30 °C

Liebherr

Frigoriferi da laboratorio tipo LKv ed LKUv, fino a +3°C e frigo-freezer LCv, fino a +3/-30 °C. Ovunque lo spazio sul pavimento sia limitato, o per installazione sottobanco, i frigoriferi da laboratorio con controller elettronico Comfort sono la soluzione ideale. Il range comprende due frigoriferi da laboratorio a posizionamento libero (LKv) ed uno da posizionare sottobanco (LKUv), in ciascun caso con versione porta a vetro o piena. La temperatura può essere regolata da +3°C a +8°C. Il sistema di raffreddamento con aria forzata assieme con il preciso controller assicurano consistenza ed uniformità di distribuzione della temperatura all'interno. Il frigorifero-freezer LCv 4010, che ha due circuiti separati di raffreddamento, estende ulteriormente il range degli strumenti compatti da laboratorio.

Caratteristiche:

- Sistema di raffreddamento dinamico
- Controller elettronico di precisione con display digitale della temperatura
- Porta in vetro (..12) con luce (attivabile separatamente)
- Comodi cassetti, con chiara visione (LCv4010)
- Porta auto-chiudente con serratura integrata

Pacchetto sicurezza:

- Allarme porta e temperatura acustico e visivo
- Allarme visivo di mancanza corrente al ritorno della corrente
- Memoria dati integrata con temperature min/max
- Contatto a potenziale zero che trasmette l'allarme ad un sistema esterno remoto
- Interfaccia RS 485 per documentazione esterna
- Porta di accesso per sensore esterno di temperatura
- Massima stabilità e consistenza di temperatura secondo IEC 60068-3



Code	Description	Packaging
LLG09698680	Frigo LKUv 1610, 141 L, +3/+8 °C	1 pz
LLG09698699	Frigo LKUv 1613, con porta a vetro, 141 L	1 pezzo
LLG07627795	Frigocongelatore LCv 4010, vano frigorifero: 254 L, vano congelatore: 107 L, vano frigorifero: +3 / +8 °C, vano congelatore: -9 /-30 °C	1 pz
LLG07940344	Frigo LKv 3913, porta a vetro, 360 L	1 pz.
LLG09698683	Frigo LKv 3910, 360 L, +3/+8 °C	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

