



Frigoriferi e congelatori da laboratorio LKPv / LGPv con controllore elettronico Profi, fino a -10°C. Le applicazioni in laboratorio che includono il controller elettronico Profi offrono molti vantaggi. Materiali di grado elevato, componenti con alte prestazioni ed accurata lavorazione fin nei minimi dettagli, assicurano l'elevata qualità dei frigoriferi Liebherr. Ovunque viene richiesta un'enorme capacità di stoccaggio i frigoriferi da laboratorio con controller elettronico Profi sono la soluzione ideale.

Caratteristiche:

- Sistema di raffreddamento dinamico
- Controller elettronico Profi con integrato orologio tempo-reale
- Ruote, due delle quali con freno
- Maniglia ergonomica, integrata
- Ripiani grigliati rivestiti in plastica ed interno CNS
- Porta in vetro (..23) con plafoniera (attivabile separatamente)
- Sistema di scongelamento a gas-caldo per cicli di defrost veramente rapidi

Pacchetto sicurezza:

- Memoria dati integrata (eventi di allarme e profilo temperatura)
- Allarme porta e temperatura acustico e visivo
- Alimentatore indipendente del controller elettronico
- Contatto a potenziale zero che trasmette l'allarme ad un sistema di allarme remoto
- Massima stabilità e consistenza della temperatura secondo IEC 60068-3
- 3 punti di calibrazione
- Porta di accesso per un sensore di temperatura esterno
- Serratura



Code	Description	Packaging
LLG06264055	Frigo LKPv 1423, 0/16 °C, 1427 L	1 pz.
LLG09698688	Frigo LKPv 1420, 1427 L, -2/+16 °C	1 pz
LLG09698693	Congelatore LGPv 1420, 1427 L, -10/-26 °C	1 pz
LLG09698686	Frigo LKPv 6520, 601 L, -2/+16 °C	1 pz
LLG06316403	Frigoriferi e congelatori da laboratorio LGPv con controllore elettronico Profi, fino a -2 °C / -35 °C, Tipo LGPv 6527, Capacità 598 litri, Dim. esterne (L x P x H) 700 x 830 x 2160 mm, Dim. interne (L x P x H) 533 x 650 x 1550 mm	1 pz
LLG09698395	Frigo LKPv 6523, 0/16 °C, 601 L	1 pz.
LLG09698692	Congelatore LGPv 6520, 601 L, -10/-35 °C	1 pz
LLG09698697	Congelatore LKPv 8420, 856 L, -2/+16 °C	1 pz
LLG09698698	Frigo LGPv 8420, 856 L, -10/-35 °C	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

