



Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, con codice di tracciabilità

Duran

Elevata trasparenza. Il rivestimento garantisce da graffi, scheggiature e perdite (dai 10000 ml solo con protezione dai graffi). Ideali per il trasporto e lo stoccaggio di liquidi pericolosi e campioni di valore. Le bottiglie da 10 ml e 25 ml sono dotate di forma particolare che favorisce lo spillamento.

- Rivestimento in poliammide.
- Con tappo antipolvere.
- Graduate.
- Protezione UV fino a circa 380 nm.
- DIN ISO 4796-1.
- Conforme USP.



Code	Description	Packaging
LLG04693738	Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GLS45, 100 ml, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG04693740	Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GL 45, 250 ml, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG04693742	Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GL 45, 500 ml, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG04693744	Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GL 45, 1 L, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG04693746	Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GL 45, 2 L, Attenzione! Ordine minimo 6 pz o multipli di 6 pz	1 pz
LLG04693748	Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GL 45, 3,5 L	1 pz
LLG04693749	Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GL 45, 5 L	1 pz
LLG04693751	Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GL 45, 10 L	1 pz
LLG04693753	Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GLS80, 250 ml, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG04693755	Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GLS80, 500 ml, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG04693758	Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GLS80, 2 L, Attenzione! Ordine minimo 6 pz o multipli di 6 pz	1 pz
LLG04693760	Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GLS80, 3,5 L	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG04693762	Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GLS80, 5 L	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

