

**Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, con codice di tracciabilità****Duran**

Elevata trasparenza. Il rivestimento garantisce da graffi, scheggiature e perdite (dai 10000 ml solo con protezione dai graffi). Ideali per il trasporto e lo stoccaggio di liquidi pericolosi e campioni di valore. Le bottiglie da 10 ml e 25 ml sono dotate di forma particolare che favorisce lo spillamento.

- Rivestimento in poliammide.
- Con tappo antipolvere.
- Graduate.
- Protezione UV fino a circa 380 nm.
- DIN ISO 4796-1.
- Conforme USP.



| Code        | Description                                                                                                                                                                       | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04693738 | Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GLS45, 100 ml, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz | 1 pz      |
| LLG04693740 | Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GL 45, 250 ml, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz | 1 pz      |
| LLG04693742 | Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GL 45, 500 ml, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz | 1 pz      |
| LLG04693744 | Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GL 45, 1 L, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz    | 1 pz      |
| LLG04693746 | Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GL 45, 2 L, Attenzione! Ordine minimo 6 pz o multipli di 6 pz      | 1 pz      |
| LLG04693748 | Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GL 45, 3,5 L                                                       | 1 pz      |
| LLG04693749 | Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GL 45, 5 L                                                         | 1 pz      |
| LLG04693751 | Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GL 45, 10 L                                                        | 1 pz      |
| LLG04693753 | Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GLS80, 250 ml, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz | 1 pz      |
| LLG04693755 | Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GLS80, 500 ml, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz | 1 pz      |
| LLG04693758 | Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GLS80, 2 L, Attenzione! Ordine minimo 6 pz o multipli di 6 pz      | 1 pz      |
| LLG04693760 | Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GLS80, 3,5 L                                                       | 1 pz      |



| Code        | Description                                                                                                               | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04693762 | Bottiglie da laboratorio protect+ DURAN®, trasparenti, rivestimento in plastica (PA12), con tappo antipolvere, GLS80, 5 L | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

