

**Carta da filtro, quantitativa, filtri tondi****Hahnemühle FineArt**

Carta da filtro, quantitativa, filtri tondi.

Filtri privi di ceneri (circa 0.004%), consigliati per analisi quantitativa, test gravimetrici di routine e preparazione dei campioni per analisi strumentale.

- Lavata con acido e sciacquata con acqua per neutralizzare.
- Priva di minerali e ioni metallici, ideale per la rilevazione di ioni metallici.
- Per applicazioni analitiche, procedure quantitative e/o gravimetriche di routine.
- Queste carte da filtro sono perfettamente qualificate per il controllo degli alimenti, l'analisi delle bevande e il monitoraggio ambientale.



Code	Description	Packaging
LLG04006445	Carta da filtro, quantitativa, filtri tondi, Tipo 589/1, Ø 110,0 mm, Peso 79 g/m ² , Spessore 0,19 mm, Max. velocità di filtrazione 50 s, Contenuto di ceneri 0,004 %	100 pz
LLG04006446	Carta da filtro, quantitativa, filtri tondi, Tipo 589/1, Ø 125,0 mm, Peso 79 g/m ² , Spessore 0,19 mm, Max. velocità di filtrazione 50 s, Contenuto di ceneri 0,004 %	100 pz
LLG04006447	Carta da filtro, quantitativa, filtri tondi, Tipo 589/1, Ø 150,0 mm, Peso 79 g/m ² , Spessore 0,19 mm, Max. velocità di filtrazione 50 s, Contenuto di ceneri 0,004 %	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

