

**Copriocchiali uvex 9161 e uvex 9161 duo-flex®****Uvex**

Copriocchiali uvex 9161 e uvex 9161 duo-flex®. Adatto per utilizzo sopra qualunque tipo di occhiali correttivi. Visione laterale illimitata grazie alla lente superpanoramica con campo visivo a 180°. Perfetta vestibilità senza pressione. Aerazione indiretta grazie alla particolare costruzione delle stanghette, protezione laterale ottimale. Tipo 9161 Duo-flex®. Stanghette regolabili in 4 posizioni per il massimo comfort. Lenti antigraffio.



| Code        | Description                                                               | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09005166 | Copriocchiali, trasparenti*, Lenti trasparente, lenti PC                  | 1 pz.     |
| LLG09005107 | Copriocchiali duo-flex, blu/nero, Lenti trasparenti, UV 2-1,2 optidur NCH | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

