

**Copriocchiali uvex 9161 e uvex 9161 duo-flex®****Uvex**

Copriocchiali uvex 9161 e uvex 9161 duo-flex®. Adatto per utilizzo sopra qualunque tipo di occhiali correttivi. Visione laterale illimitata grazie alla lente superpanoramica con campo visivo a 180°. Perfetta vestibilità senza pressione. Aerazione indiretta grazie alla particolare costruzione delle stanghette, protezione laterale ottimale. Tipo 9161 Duo-flex®. Stanghette regolabili in 4 posizioni per il massimo comfort. Lenti antigraffio.



Code	Description	Packaging
LLG09005166	Copriocchiali, trasparenti*, Lenti trasparente, lenti PC	1 pz.
LLG09005107	Copriocchiali duo-flex, blu/nero, Lenti trasparenti, UV 2-1,2 optidur NCH	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

