

**Bottiglie bocca larga, PTFE, con tappo a vite****BRAND****Bottiglie bocca larga, PTFE, con tappo a vite**

- Buona resistenza chimica e termica
- Design robusto, pareti forti



Code	Description	Packaging
LLG09073420	Bottiglie bocca larga, PTFE, con tappo a vite, Volume nominale 100 ml, Ø esterno 52 mm, Ø collo interno 35 mm, Altezza 88,0 mm	1 pz
LLG09073422	Bottiglie bocca larga, PTFE, con tappo a vite, Volume nominale 250 ml, Ø esterno 67 mm, Ø collo interno 42 mm, Altezza 120,0 mm	1 pz
LLG09073425	Bottiglie bocca larga, PTFE, con tappo a vite, Volume nominale 500 ml, Ø esterno 80 mm, Ø collo interno 52 mm, Altezza 150,0 mm	1 pz
LLG09073430	Bottiglie bocca larga, PTFE, con tappo a vite, Volume nominale 1000 ml, Ø esterno 100 mm, Ø collo interno 57 mm, Altezza 185,0 mm	1 pz
LLG09073431	Bottiglie bocca larga, PTFE, con tappo a vite, Volume nominale 2000 ml, Ø esterno 120 mm, Ø collo interno 60 mm, Altezza 240,0 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

