



Bottiglie InVitro Biotainer®, Tipo 3025, PETG, sterili

Bottiglie InVitro Biotainer®, tipo 3025, PETG, sterili. Con tappo a vite in PE con guarnizione in silicone. Pronte all'uso. Con graduazioni stampate in ml. Con impugnatura a costa (tranne 125 e 5000 ml). Materiale conforme USP VI, sono non-citotossiche e apirogene.



Code	Description	Packaging
LLG09102974	Bottiglie InVitro Biotainer, PETG, sterili, 3110, 1000 ml, chiusura 48 mm	35 pz.
LLG04675530	Bottiglie InVitro™ Biotainer™ Nalgene™, Tipo 3025, 3005, 3110, 3230, 3415, PETG, sterili, Tipo 3025, Volume 125 ml, Tipo chiusura 38 mm	100 pz
LLG09102972	Bottiglie InVitro Biotainer, PETG, sterili, 3025, 125 ml, chiusura 38 mm	5 pz.
LLG04675531	Bottiglie InVitro™ Biotainer™ Nalgene™, Tipo 3025, 3005, 3110, 3230, 3415, PETG, sterili, Tipo 3415, Volume 5000 ml, Tipo chiusura 48 mm	6 pz
LLG09102977	Bottiglie InVitro Biotainer, PETG, sterili, 3230, 2000 ml, chiusura 48 mm	20 pz.
LLG04675529	Bottiglie InVitro™ Biotainer™ Nalgene™, Tipo 3025, 3005, 3110, 3230, 3415, PETG, sterili, Tipo 3005, Volume 500 ml, Tipo chiusura 38 mm	70 pz
LLG09102970	Bottiglie InVitro Biotainer, PETG, sterili, 3005, 500 ml, chiusura 38 mm	5 pz.
LLG06233835	Bottiglie InVitro Biotainer, PETG, sterili, 3415, 5000 ml, chiusura 48 mm*	6 pz.
LLG09102984	Bottiglie InVitro Biotainer, PETG, sterili, 3415, 5000 ml, chiusura 48 mm	1 pz.

