

**Bottiglie per campioni con pulizia certificata, tipo 382019, PETG, sterili**

Bottiglie per campioni con pulizia certificata, Tipo 382019, PETG, sterili. Adatte per lavorazioni biofarmaceutiche e conservazione di reagenti critici e intermedi come preparazioni terapeutiche di vaccini e proteine. Prodotte in camera bianca Classe 7 certificata ISO 14644-1. I contenitori sono certificati a lotto e conformi con i limiti di particolato specificati nelle USP 788, EP 2.9.19, e JP 14th ed. Part.1, Sezione 24. L'imballo è studiato per applicazioni in camera bianca. Le bottiglie e i tappi di chiusura sono assicurati con una banda termoresistente a prova di manomissione e imballati in sacchetti termoresistenti adatti ad operare in camera bianca. Le bottiglie sono conformi alle prescrizioni USP Classe VI, EP Test Tossicità anormale modificata, sono non-citotossiche, apirogene, non-emolitiche e conformi alle linee guida psicochimiche USP 661. Le resine sono libere da componenti di derivazione animale (ADCF. A perfetta tenuta.



| Code        | Description   | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04685721 | Bottiglie per campioni Nalgene™, PETG, sterili, Volume 1000 ml, Dimensioni (L x P x H) 94 x 94 x 220 mm, Tipo chiusura 38 - 430 | 24 pz     |
| LLG09102963 | Bottiglie PETG, sterili, tipo 382019, 1000 ml, chiusura Ø 38 mm /design 430   | 4 pz.     |
| LLG04685718 | Bottiglie per campioni Nalgene™, PETG, sterili, Volume 125 ml, Dimensioni (L x P x H) 54 x 54 x 110 mm, Tipo chiusura 38 - 430  | 48 pz     |
| LLG09102960 | Bottiglie PETG, sterili, tipo 382019, 125 ml, chiusura Ø 38 mm/design 430   | 6 pz.     |
| LLG04685722 | Bottiglie per campioni Nalgene™, PETG, sterili, Volume 2000 ml, Dimensioni (L x P x H) 116 x 116 x 271 mm, Tipo chiusura 53B    | 12 pz     |
| LLG09102964 | Bottiglie PETG, sterili, tipo 382019, 2000 ml, chiusura Ø 53 mm /design 53B   | 1 pz.     |
| LLG04685719 | Bottiglie per campioni Nalgene™, PETG, sterili, Volume 250 ml, Dimensioni (L x P x H) 61 x 61 x 146 mm, Tipo chiusura 38 - 430  | 48 pz     |
| LLG09102961 | Bottiglie PETG, sterili, tipo 382019, 250 ml, chiusura Ø 38 mm/design 430   | 6 pz.     |
| LLG04675517 | Bottiglie per campioni Nalgene™, Tipo 382019, Volume 125 ml, Tipo chiusura Ø 38 mm /design 430                                  | 48 pz     |
| LLG04675519 | Bottiglie per campioni Nalgene™, Tipo 382019, Volume 500 ml, Tipo chiusura Ø 38 mm /design 430                                  | 24 pz     |
| LLG04685716 | Bottiglie per campioni Nalgene™, PETG, sterili, Volume 30 ml, Dimensioni (L x P x H) 38 x 38 x 64 mm, Tipo chiusura 20 mm       | 72 pz     |
| LLG09102958 | Bottiglie PETG, sterili, tipo 382019, 30 ml, chiusura Ø 20 mm/design 415  | 6 pz.     |
| LLG04685720 | Bottiglie per campioni Nalgene™, PETG, sterili, Volume 500 ml, Dimensioni (L x P x H) 74 x 74 x 177 mm, Tipo chiusura 38 - 430  | 24 pz     |
| LLG09102962 | Bottiglie PETG, sterili, tipo 382019, 500 ml, chiusura Ø 38 mm /design 430  | 4 pz.     |
| LLG04685717 | Bottiglie per campioni Nalgene™, PETG, sterili, Volume 60 ml, Dimensioni (L x P x H) 41 x 41 x 82 mm, Tipo chiusura 24 mm       | 72 pz     |
| LLG09102959 | Bottiglie PETG, sterili, tipo 382019, 60 ml, chiusura Ø 24 mm/design 415  | 6 pz.     |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

