

**Bottiglie per campioni con pulizia certificata, tipo 382019, PETG, sterili**

Bottiglie per campioni con pulizia certificata, Tipo 382019, PETG, sterili. Adatte per lavorazioni biofarmaceutiche e conservazione di reagenti critici e intermedi come preparazioni terapeutiche di vaccini e proteine. Prodotte in camera bianca Classe 7 certificata ISO 14644-1. I contenitori sono certificati a lotto e conformi con i limiti di particolato specificati nelle USP 788, EP 2.9.19, e JP 14th ed. Part.1, Sezione 24. L'imballo è studiato per applicazioni in camera bianca. Le bottiglie e i tappi di chiusura sono assicurati con una banda termoresistente a prova di manomissione e imballati in sacchetti termoresistenti adatti ad operare in camera bianca. Le bottiglie sono conformi alle prescrizioni USP Classe VI, EP Test Tossicità anormale modificata, sono non-citotossiche, apirogene, non-emolitiche e conformi alle linee guida psicochimiche USP 661. Le resine sono libere da componenti di derivazione animale (ADCF. A perfetta tenuta.



Code	Description	Packaging
LLG04685721	Bottiglie per campioni Nalgene™, PETG, sterili, Volume 1000 ml, Dimensioni (L x P x H) 94 x 94 x 220 mm, Tipo chiusura 38 - 430	24 pz
LLG09102963	Bottiglie PETG, sterili, tipo 382019, 1000 ml, chiusura Ø 38 mm /design 430	4 pz.
LLG04685718	Bottiglie per campioni Nalgene™, PETG, sterili, Volume 125 ml, Dimensioni (L x P x H) 54 x 54 x 110 mm, Tipo chiusura 38 - 430	48 pz
LLG09102960	Bottiglie PETG, sterili, tipo 382019, 125 ml, chiusura Ø 38 mm/design 430	6 pz.
LLG04685722	Bottiglie per campioni Nalgene™, PETG, sterili, Volume 2000 ml, Dimensioni (L x P x H) 116 x 116 x 271 mm, Tipo chiusura 53B	12 pz
LLG09102964	Bottiglie PETG, sterili, tipo 382019, 2000 ml, chiusura Ø 53 mm /design 53B	1 pz.
LLG04685719	Bottiglie per campioni Nalgene™, PETG, sterili, Volume 250 ml, Dimensioni (L x P x H) 61 x 61 x 146 mm, Tipo chiusura 38 - 430	48 pz
LLG09102961	Bottiglie PETG, sterili, tipo 382019, 250 ml, chiusura Ø 38 mm/design 430	6 pz.
LLG04675517	Bottiglie per campioni Nalgene™, Tipo 382019, Volume 125 ml, Tipo chiusura Ø 38 mm /design 430	48 pz
LLG04675519	Bottiglie per campioni Nalgene™, Tipo 382019, Volume 500 ml, Tipo chiusura Ø 38 mm /design 430	24 pz
LLG04685716	Bottiglie per campioni Nalgene™, PETG, sterili, Volume 30 ml, Dimensioni (L x P x H) 38 x 38 x 64 mm, Tipo chiusura 20 mm	72 pz
LLG09102958	Bottiglie PETG, sterili, tipo 382019, 30 ml, chiusura Ø 20 mm/design 415	6 pz.
LLG04685720	Bottiglie per campioni Nalgene™, PETG, sterili, Volume 500 ml, Dimensioni (L x P x H) 74 x 74 x 177 mm, Tipo chiusura 38 - 430	24 pz
LLG09102962	Bottiglie PETG, sterili, tipo 382019, 500 ml, chiusura Ø 38 mm /design 430	4 pz.
LLG04685717	Bottiglie per campioni Nalgene™, PETG, sterili, Volume 60 ml, Dimensioni (L x P x H) 41 x 41 x 82 mm, Tipo chiusura 24 mm	72 pz
LLG09102959	Bottiglie PETG, sterili, tipo 382019, 60 ml, chiusura Ø 24 mm/design 415	6 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

