

**Refrigeratori compatti a circolazione, serie F****JULABO**

Refrigeratori compatti a circolazione, serie F - funzionamento ecologico con basso consumo di energia - nessuna presa d'aria laterale, lo strumento può essere posizionato proprio accanto ad altri strumenti - tutte le parti a contatto con i fluidi sono in acciaio inossidabile o in plastica di alta qualità - largo display luminoso a LED - design compatto e salvaspazio - tastiera a prova di spruzzi - rubinetto di scarico - riempimento facile.



Code	Description	Packaging
LLG09698525	Refrigeratore a circolazione EcoChiller F250, -10/+40°C, portata 15 L/min	1 pz.
LLG09698528	Refrigeratori compatti a circolazione, tipo F500, Portata 24 L/min, temp. di lavoro 0 ... +40 °C, Stabilità della temp. ±0.5 °C, Pressione 0,5 bar	1 pz.
LLG09698526	Refrigeratori compatti a circolazione, tipo F1000, Portata 23 L/min, temp. di lavoro 0 ... +40 °C, Stabilità della temp. ±0.5 °C, Pressione 1,0 bar	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

