

**Imbuti in PP****LLG Labware**

Imbuti in PP. Prodotti in polipropilene vergine, chiaro. Autoclavabili a 121°C e 1.1 bar per 30 minuti. Nervature esterne prevengono sacche d'aria e controcompressione.



Code	Description	Packaging
LLG09251187	Imbuto, PP, Ø80mm, Østelo 8mm, lungh.gambo 80mm, per carta Ø125-150mm	10 pz
LLG09251188	Imbuto, PP, Ø100mm, Østelo 10mm, lungh.gambo 100mm, per carta Ø150-185mm	10 pz
LLG09251189	Imbuto, PP, Ø120mm, Østelo 16mm, lungh.gambo 120mm, per carta Ø185-240mm	10 pz
LLG09251190	Imbuto, PP, Ø150mm, Østelo 16mm, lungh.gambo 150mm, per carta Ø240-270mm	10 pz
LLG09251185	Imbuto, PP, Ø40mm, Østelo 6mm, lungh.gambo 40mm, per carta Ø55-70mm	10 pz
LLG09251186	Imbuto, PP, Ø60mm, Østelo 8mm, lungh.gambo 60mm, per carta Ø70-90mm	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

