



Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP / PE

BRAND

Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP / PE. Tutti i matracci tarati Blaubrand® sono forniti con numero di lotto e un certificato del lotto è incluso nella confezione. Sono disponibili anche con certificato individuale di fabbrica o certificato di calibrazione DAkkS, su richiesta.

- DIN EN ISO 1042.
- Marchio DE-M.
- Anelli di marcatura e iscrizioni sono in smalto blu ad elevato contrasto.
- Calibrati a contenere (IN).



Code	Description	Packaging
LLG04683915	Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 25 ml, Tolleranza $\pm 0.04$ ml, Dimensione del giunto smerigliato NS10/19, Standard DIN EN ISO 1042	2 pz
LLG04683918	Matracci volumetrici, vetro borosilicato 3.3, classe A, graduazioni blu, con tappo PP / PE, 50 ml, tolleranza $\pm 0.10$ ml, giunto smerigliato NS14/23, Standard DIN EN ISO 1042	2 pz
LLG04683919	Matracci volumetrici, vetro borosilicato 3.3, Classe A, graduazioni blu, con tappo in PP, 100 ml, tolleranza $\pm 0.10$ ml, giunto smerigliato NS12/21, Standard DIN EN ISO 1042	2 pz
LLG04683922	Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 250 ml, Tolleranza $\pm 0.15$ ml, giunto smerigliato NS14/23, Standard DIN EN ISO 1042	2 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

