



Ricevitori per unità filtranti serie MF75 tipo 455, PS, sterili

Ricevitori per unità filtranti serie MF75# tipo 455, PS, sterili. Disegno ergonomico di facile utilizzo. Possono essere utilizzati per conservare filtrati sterilizzati. Sterilizzati con radiazioni per risparmiare tempo e minimizzare le contaminazioni. Comodo anche come contenitore per stoccaggio presterilizzato, monouso. Chiusura a vite filettata da 1-1/2 garantisce una chiusura a perfetta tenuta ed elimina variazioni di pH nei ricevitori. Certificato. Apirogeno, non citotossico. Sterile, graduato e a perfetta tenuta.



Code	Description	Packaging
LLG04675557	Ricevitori per unità filtranti serie MF75™ Tipo 455, PS, sterili, Tipo 455, Volume 150 ml, Filettatura 45 GL	24 pz
LLG04675560	Ricevitori per unità filtranti serie MF75™ Tipo 455, PS, sterili, 1000 ml, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG07048734	Bottiglia per unità filtranti serie MF75, PS, sterile, tipo 455, 1000 ml	1 pz.
LLG07048731	Bottiglia per unità filtranti serie MF75, PS, sterile, tipo 455, 150 ml	1 pz.
LLG04675558	Ricevitori per unità filtranti serie MF75™ Tipo 455, PS, sterili 250 ml, Filettatura 45 GL	24 pz
LLG07048732	Bottiglia per unità filtranti serie MF75, PS, sterile, tipo 455, 250 ml	1 pz.
LLG04675559	Ricevitori per unità filtranti serie MF75 Tipo 455, PS, sterili, 500 ml, 45 GL	12 pz
LLG07048733	Bottiglia per unità filtranti serie MF75, PS, sterile, tipo 455, 500 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

