



Unità filtranti Nalgene Rapid-Flow con membrane PES, sterili

Unità filtranti Nalgene® Rapid-Flow con membrane PES, sterili. Ideali per filtrazioni sterili biologiche e farmaceutiche. Le membrane PES sono caratterizzate da basso legame con le proteine, basso livello di estraibili ed elevato rapporto di flusso. Disponibili con tre dimensioni dei pori: le migliori unità filtranti con dimensione pori 0.20 µm e 0.45 µm e la nuova con dimensione pori di 0.10 µm per la protezione di colture cellulari preziose da micoplasma. Il filtro superiore e bottiglia per il filtrato sono graduati. Tubo per vuoto collegato al portatubo dall'attacco laterale. Chiusura a vite, sterile, a tenuta, inclusa, per conservazione di filtrato sterile. Unità filtranti sterili, confezionate singolarmente. Certificato di Qualità incluso in ogni imballo. Numero di lotto, numero di catalogo, tipo di membrana, dimensione pori e data di scadenza sono stampate sul filtro, sulla bottiglia e sul ricevitore per facile identificazione e tracciabilità del lotto.



Code	Description	Packaging
LLG04685728	Unità filtranti Nalgene Rapid-Flow con Membrane PES, sterili, Tipo 568, Volume parte superiore/inferiore 250/250 ml, Ø Membrana 50 mm, Porosità 0.20 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04685734	Unità filtranti Nalgene™ Rapid-Flow™ con Membrane PES, sterili, Tipo 168, Volume parte superiore/inferiore 250/250 ml, Ø Membrana 50 mm, Porosità 0.45 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG06228218	Unità filtranti Rapid-Flow 568, PES, sterili, 250/250ml, pori 0,20µm, Ø50mm	1 pz.
LLG07047785	Unità filtranti Rapid-Flow 165, PES, sterili, 150/150ml, pori 0,45µm, Ø50mm	1 pz.
LLG09046022	Unità filtranti Rapid-Flow 565, PES, sterili, 150/150ml, pori 0,10µm, Ø50mm	1 pz.
LLG09046024	Unità filtranti Rapid-Flow 568, PES, sterili, 250/250ml, pori 0,10µm, Ø50mm	1 pz.
LLG04685727	Unità filtranti Nalgene™ Rapid-Flow™ con Membrane PES, sterili, Tipo 566, Volume parte superiore/inferiore 500/500 ml, Ø Membrana 75 mm, Porosità 0.20 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04685736	Unità filtranti Nalgene™ Rapid-Flow™ con Membrane PES, sterili, Tipo 565, Volume parte superiore/inferiore 150/150 ml, Ø Membrana 50 mm, Porosità 0.10 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04685737	Unità filtranti Nalgene™ Rapid-Flow™ con Membrane PES, sterili, Tipo 566, Volume parte superiore/inferiore 500/500 ml, Ø Membrana 75 mm, Porosità 0.10 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04685738	Unità filtranti Nalgene™ Rapid-Flow™ con Membrane PES, sterili, Tipo 568, Volume parte superiore/inferiore 250/250 ml, Ø Membrana 50 mm, Porosità 0.10 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG06227381	Unità filtranti Rapid-Flow 566, PES, sterili, 500/500ml, pori 0,20µm, Ø75mm	1 pz.
LLG06302336	Unità filtranti Rapid-Flow 565, PES, sterili, 150/150ml, pori 0,20µm, Ø50mm	1 pz.
LLG09046023	Unità filtranti Rapid-Flow 566, PES, sterili, 500/500ml, pori 0,10µm, Ø75mm	1 pz.
LLG06229041	Unità filtranti Rapid-Flow 567 PES sterili, 1000/1000ml, pori 0,20µm, Ø90mm	1 pz.
LLG07047793	Unità filtranti Rapid-Flow 169, PES, sterili, 500/500ml, pori 0,45µm, Ø90mm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG04685733	Unità filtranti Nalgene™ Rapid-Flow™ con Membrane PES, sterili, Tipo 167, Volume parte superiore/inferiore 1000/1000 ml, Ø Membrana 90 mm, Porosità 0.45 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04685735	Unità filtranti Nalgene™ Rapid-Flow™ con Membrane PES, sterili, Tipo 169, Volume parte superiore/inferiore 500/500 ml, Ø Membrana 90 mm, Porosità 0,45 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG06225298	Unità filtranti Rapid-Flow 569, PES, sterili, 500/500ml, pori 0,20µm, Ø90mm	1 pz.
LLG07047787	Unità filtranti Rapid-Flow 166, PES, sterili, 500/500ml, pori 0,45µm, Ø75mm ATTENZIONE! Ordine minimo 12 conf. o multipli di 12 conf.	1 pz.
LLG04685731	Unità filtranti Nalgene™ Rapid-Flow™ con Membrane PES, sterili, Tipo 165 , Volume parte superiore/inferiore 150/150 ml, Ø Membrana 50 mm, Porosità 0.45 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04685732	Unità filtranti Nalgene™ Rapid-Flow™ con membrana in PES, sterili, Tipo 166, Volume parte superiore/inferiore 500/500 ml, Ø Membrana 75 mm, Porosità 0.45 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG07047789	Unità filtranti Rapid-Flow 167 PES sterili, 1000/1000ml, pori 0,45µm, Ø90mm	1 pz.
LLG07047791	Unità filtranti Rapid-Flow 168, PES, sterili, 250/250ml, pori 0,45µm, Ø50mm	1 pz.
LLG04685730	Unità filtranti Nalgene™ Rapid-Flow™ con Membrane PES, sterili, Tipo 565, Volume parte superiore/inferiore 150/150 ml, Ø Membrana 50 mm, Porosità 0.20 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04685729	Unità filtranti Nalgene™ Rapid-Flow™ con Membrane PES, sterili, Tipo 567, Volume parte superiore/inferiore 1000/1000 ml, Ø Membrana 90 mm, Porosità 0.20 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04685726	Unità filtranti Nalgene™ Rapid-Flow™ con Membrane PES, sterili, Tipo 569 , Volume parte superiore/inferiore 500/500 ml, Ø Membrana 90 mm, Porosità 0.20 µm, Filettatura 45 GL	12 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

