

**Sigillo di garanzia seal-it, auto-adesivo, rotolo****Bürkle**

Sigillo di garanzia seal-it, auto-adesivo, rotolo. Se un contenitore aperto viene sigillato con seal-it, non può più essere aperto senza distruggere l'etichetta seal-it. Questa etichetta è provvista anche di numerose perforazioni incrociate che si strappano immediatamente, se manipolate. Le seal-it possono essere utilizzate per chiusura di sicurezza di bottiglie, sacchetti portacampione, sacchi, buste ecc.. Sul campo bianco scrivibile delle etichette seal-it è possibile scrivere, ad esempio, informazioni sul contenuto, la data di campionamento, il nome dell'operatore ecc...- Chiara identificazione tramite numeri in sequenza- Etichetta di controllo integrata con lo stesso numero, per documenti di accompagnamento- 500 etichette numerate progressivamente in ogni rotolo- Formato 178mm lunghezza, 30mm larghezza- Perforazione a strappo per ogni etichetta



Code	Description	Packaging
LLG07622477	Etichetta per chiusura di sicurezza seal-it	500 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

