

**Bottiglia di sicurezza Markill-matic****Albert Kuhn****Bottiglia di sicurezza Markill-matic**

Di alluminio puro con valvola di scarico e di sfiato automatica. Markill-matic diminuisce il rischio di incidenti durante il trasporto ed il dosaggio di liquidi infiammabili. Offre la possibilità di stoccare e maneggiare liquidi pericolosi in modo sicuro. Questa bottiglia di sicurezza è resistente alla rottura ed è provvista di una valvola di scarico che si chiude automaticamente e si apre solo con la pressione di un dito.

**Campi d'utilizzo:**

1. Versione con guarnizione interna di VITON (Tappo di chiusura **rosso**) adatta per benzina, petrolio, solventi ed oli senza acidi.
2. Versione con guarnizione interna di EPDM (Tappo di chiusura **giallo**) adatto per vernici alla nitrocellulosa diluiti, alcool.



Code	Description	Packaging
LLG09106404	Bottiglia di sicurezza Markill-matic, Rosso, 1 L, Ø 78 mm, H 280 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 6 conf. o multipli di 6 conf.	1 L



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

