


**Portaprovette Rota-Rack® Duo****Heathrow Scientific**

Portaprovette Rota-Rack® Duo. Adatto sia per provette PCR® che per provette da centrifuga. La piastra per tubi da 0.2 ml è orientata nel formato standard 96-pozzetti. Uso con vassoi di trasferimento PCR®. Ruotare il rack per lavorare sia con microprovette da 0,2 ml e da 0,5 ml, che con microprovette da 0,2 ml e da 1,5 ml oppure con microprovette da 0,5 ml e 1,5 ml. Oppure ruotare un modulo per lavorare con un totale di 96 microprovette da 1,5 ml. Rapida identificazione delle provette grazie al sistema alfanumerico stampato sul portaprovette. Autoclavabile. Dimensioni: (L x P x H): 296 x 118 x 34mm.



Code	Description	Packaging
LLG09194000	Portaprovette Rota-Rack® Duo, dim. 296x118x34mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

