

**Occhiali panoramici di protezione uvex carbonvision 9307****Uvex**

Occhiali panoramici di protezione uvex carbonvision 9307 L'uso intelligente di materiali e tecnologie produttive ultra moderne producono una montatura che combina la riduzione delle dimensioni con l'elevata resistenza meccanica. Uvex carbonvision fornisce a chi lo indossa un livello di comfort ineguagliabile nonostante il livello veramente molto alto di stabilità meccanica. Lo strato in TPU è fissato alla montatura in modo permanente, assicurando una perfetta indossabilità individuale ed è facile da pulire e conservare. Gli occhiali carbonvision uvex, pesando solo 46 grammi, sono indubbiamente uno dei modelli più leggeri presenti sul mercato, permettendo di lavorare, indossandoli, per lunghi periodi senza nessun problema o stanchezza. La rinnovata tecnologia di rivestimento supravision previene appannamenti, anche in condizioni critiche. Gli occhiali uvex carbonvision sono raccomandati per utilizzo contro polvere, spruzzi e pericoli meccanici. Sono ideali per chi indossa respiratori monouso e tappi auricolari.



Code	Description	Packaging
LLG09005079	Occhiali Carbonvision 9307, colore nero/grigio, lenti chiare/UV 2-1.2	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

