


**Materiali sigillanti****BRAND****Materiali sigillanti**

I materiali di copertura riducono il volume massimo dei pozzetti, ma migliorano la sigillatura e riducono l'evaporazione del campione. Possono essere utilizzati anche film di pellicole adesive.



Code	Description	Packaging
LLG04007853	Materiale coprente per piastre a 96 pozzetti da 1.2 ml (basso profilo), in Elastomeri termoplastici di copoliestere, non sterile	1 pz
LLG09407616	Materiale coprente per piastre a 96 pozzetti da 1,1 ml (standard), in PE, non sterile	1 pz
LLG09407617	Materiale coprente per piastre a 96 pozzetti da 2,2 ml (standard), non sterile	1 pz
LLG09407621	Materiale coprente per piastre a 96 pozzetti da 0,5 ml (standard), in Elastomeri termoplastici di copoliestere, non sterile	1 pz
LLG09407623	Materiale coprente per piastre a 384 pozzetti da 0,3 ml (standard), in Silicone, non sterile	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

