

**Bilance di precisione Tipo PCB****Kern & Sohn**

Bilance di precisione tipo PCB.

- Display LCD retroilluminato con altezza cifre 15 mm.
- Possibilità di aggiungere un secondo display.
- Fattore di conversione inseribile liberamente per ottenere unità di misura speciali, per esempio lunghezza filato g/m, peso carta o stoffa /m², ecc.
- Funzione PRE-TARE per detrazione anticipata della tara manuale di un peso di contenitore noto.
- Grazie alla funzione Ricetta i diversi componenti di una miscela possono essere pesati separatamente. Al fine del controllo è possibile richiamare il peso complessivo di tutti i componenti.
- Dimensioni (LxPxH): 163x245x79 mm
- Peso: circa 1 kg



Code	Description	Packaging
LLG06238044	Bilancia di precisione PCB 250-3, 200 g, prec. 0,001 g, piatto Ø81 mm	1 pz.
LLG07619757	Bilancia di precisione PCB 100-3, 100 g, prec. 0,001 g, piatto Ø 81 mm	1 pz.
LLG06228513	Bilancia di precisione PCB 1000-2, 1000 g, prec. 0,01 g, piatto 130x130 mm	1 pz.
LLG06235098	Bilancia di precisione PCB 1000-1, 1000 g, prec. 0,1 g, piatto 130x130 mm	1 pz.
LLG07625237	Bilancia di precisione PCB 10000-1, 10000 g, prec. 0.1 g, piatto 150x170 mm	1 pz.
LLG06325131	Bilancia di precisione PCB 200-3, portata 200 g, div. 0.001 g	1 pz.
LLG07635868	Bilancia di precisione PCB 200-2, 200 g, prec. 0,01 g, piatto Ø 105 mm	1 pz.
LLG06229399	Bilancia di precisione PCB 2000-1, 2000 g, prec. 0,1 g, piatto 130x130 mm	1 pz.
LLG06235556	Bilancia di precisione PCB 2500-2, 2500 g, prec. 0.01 g, piatto 130x130 mm	1 pz.
LLG06241856	Bilancia di precisione PCB 350-3, 350 g, prec. 0,001 g, piatto Ø 81 mm	1 pz.
LLG06240408	Bilancia di precisione PCB 3500-2, 3500 g, prec. 0,01 g, piatto 130x130 mm	1 pz.
LLG06231685	Bilancia di precisione PCB 6000-1, 6000 g, prec. 0,1 g, piatto 150x170 mm	1 pz.
LLG09901300	Bilancia di precisione PCB 6000-0, 6000 g, prec. 1 g, piatto 150x170 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*



