

**Retino per TeleScoop, PVC/PA - PP/PA****Bürkle**

Retino per TeleScoop, PVC/PA - PP/PA. TeleScoop è un sistema di campionamento versatile con accessori intercambiabili per un ampio range di applicazioni. Gli accessori (beaker angolari, beaker oscillanti, porta bottiglie, beaker in acciaio inossidabile e reti da immersione) sono attaccati all'asta da un pratico giunto ad innesto. Ideale per campionamenti da bagni, vasche, pozzi, corsi d'acqua aperti ecc. Profondità di immersione fino a 6 metri raggiungibile tramite l'asta telescopica regolabile in alluminio. Ideale per campionamento da bacini, vasche, pozzi, acque aperte ecc. L'asta telescopica in alluminio TeleScoop permette di campionare fino ad una profondità di 6 m. Per industrie e trattamento acque. Larghezza maglie: da 2 a 5 mm. Profondità di cattura, profondità rete: 250 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09303829	Retino per TeleScoop, per campionamento profondità, in PP/PA, 190x430 mm	1 pz.
LLG09303828	Retino per TeleScoop, per campionamento superficie, in PVC/PA, 310x280 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

