

**Contenitori per raffreddamento True North®, PU****Heathrow Scientific**

Contenitori per raffreddamento True North®, PU. Rigido contenitore in poliuretano che mantiene raffreddati i vostri campioni sensibili alla temperatura. Eccellenti proprietà di isolamento per freddo ultra. Utilizzo con ghiaccio, LN2, fanghi di ghiaccio e sale ecc... Per utilizzo a basse temperature fino a -196°C . Minimizza le perdite per evaporazione tramite il coperchio di chiusura. Facile da rimuovere grazie alle confortevoli maniglie incassate. Il coperchio di chiusura e la base si incastrano facilmente assieme così da posizionare il coperchio sotto la base stessa. Con becco e manici ergonomici per una manipolazione sicura. Sovrapponibile.



Code	Description	Packaging
LLG09010692	Contenitore per raffreddamento True North, 1 L, dim.267x195,5x114 mm, verde	1 pz.
LLG09010691	Contenitore per raffreddamento True North, 4 L, dim.234x181* mm, nero	1 pz.
LLG09010693	Contenitore per raffreddamento True North, 4 L, dim.381x254x182 mm, blu	1 pz.
LLG09010694	Contenitore per raffreddamento True North, 9 L, dim.521x292x163 mm, rosso	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

