

**Campionatori monouso per solidi, HDPE, MultiDispo****Bürkle**

Campionatori monouso per solidi, HDPE, MultiDispo.

In numerose situazioni, occorre prelevare velocemente i campioni senza contaminazione. I DispoSamplers sono perfetti per questa applicazione.

- Sono prodotti per camera bianca, confezionati singolarmente e sempre pronti all'uso.
- Evitano costose decontaminazioni o pulizie di campionatori sporchi.
- Sono disponibili anche versioni sterilizzate a raggi gamma.
- Per polveri scorrevoli e piccoli granulati.
- Facile svuotamento tramite maniglia di apertura.



Code	Description	Packaging
LLG06282439	Campionatori monouso per solidi, HDPE, MultiDispo, 100 ml, Ø 25 mm, Lungh. 500 mm, non sterile, adatto per alimenti	20 pz
LLG06282440	Campionatori monouso per solidi, HDPE, MultiDispo, 100 ml, Ø 25 mm, Lungh. 500 mm, sterile, adatto per alimenti	20 pz
LLG06282441	Campionatori monouso per solidi, HDPE, MultiDispo, 200 ml, Ø 25 mm, Lungh. 1000 mm, non sterile, adatto per alimenti	20 pz
LLG06282442	Campionatori monouso per solidi, HDPE, MultiDispo, 200 ml, Ø 25 mm, Lungh. 1000 mm, sterile, adatto per alimenti	20 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

