

**Campionatori monouso per solidi, HDPE, ZoneDispo****Bürkle**

Campionatori monouso per solidi, HDPE, ZoneDispo.

In numerose situazioni, occorre prelevare velocemente i campioni senza contaminazione. I DispoSamplers sono perfetti per questa applicazione.

- Sono prodotti per camera bianca, confezionati singolarmente e sempre pronti all'uso.
- Evitano costose decontaminazioni o pulizie di campionatori sporchi.
- Sono disponibili anche versioni sterilizzate a raggi gamma.
- Per polveri scorrevoli e piccoli granulati. Il campione raccolto può essere trasportato nel campionatore chiuso.



Code	Description	Packaging
LLG06257764	Campionatori monouso per solidi, HDPE, ZoneDispo, 200 ml, Ø 25 mm, Lungh. 1000 mm, non sterile, adatto per alimenti	20 pz
LLG06269015	Campionatori monouso per solidi, HDPE, ZoneDispo, 100 ml, Ø 25 mm, Lungh. 500 mm, sterile, adatto per alimenti	20 pz
LLG06282438	Campionatori monouso per solidi, HDPE, ZoneDispo, 200 ml, Ø 25 mm, Lungh. 1000 mm, sterile, adatto per alimenti	20 pz
LLG07655427	Campionatori monouso per solidi, HDPE, ZoneDispo, 100 ml, Ø 25 mm, Lungh. 500 mm, non sterile, adatto per alimenti	20 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

