

**Campionatori monouso per solidi, HDPE, TargetDispo****Bürkle**

Campionatori monouso per solidi, HDPE, TargetDispo.

In numerose situazioni, occorre prelevare velocemente i campioni senza contaminazione. I DispoSamplers sono perfetti per questa applicazione.

- Sono prodotti per camera bianca, confezionati singolarmente e sempre pronti all'uso.
- Evitano costose decontaminazioni o pulizie di campionatori sporchi.
- Sono disponibili anche versioni sterilizzate a raggi gamma.
- Per prelevare campioni da polveri e granulati in punti determinati.



Code	Description	Packaging
LLG06282443	Campionatori monouso per solidi, HDPE, TargetDispo, 100 ml, Ø 25 mm, Lungh. 500 mm, non sterile, adatto per alimenti	20 pz
LLG06282444	Campionatori monouso per solidi, HDPE, TargetDispo, 100 ml, Ø 25 mm, Lungh. 500 mm, sterile, adatto per alimenti	20 pz
LLG06282445	Campionatori monouso per solidi, HDPE, TargetDispo, 200 ml, Ø 25 mm, Lungh. 1000 mm, non sterile, adatto per alimenti	20 pz
LLG06282446	Campionatori monouso per solidi, HDPE, TargetDispo, 200 ml, Ø 25 mm, Lungh. 1000 mm, sterile, adatto per alimenti	20 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

