

**Sacchetti autoclavabili, PP****LLG Labware**

Sacchetti autoclavabili con stampa Biohazard. Prodotti in polipropilene. Forte cucitura laterale per una salda tenuta degli oggetti. Parte frontale scrivibile.



Code	Description	Packaging
LLG09404050	Sacchetto dim.310x660 mm, trasparente, autoclavabile 121°C	50 pz
LLG09404051	Sacchetto dim.415x600 mm, trasparente, autoclavabile 121°C	50 pz
LLG09404052	Sacchetto dim.610x810 mm, trasparente, autoclavabile 121°C	50 pz
LLG06285813	Sacchetto dim.550x600 mm, rosso, indicatore steriliz., autoclavabile 134°C	200 pz
LLG06285814	Sacchetto dim.630x890 mm, rosso, indicatore steriliz. , autoclavabile 134°C	200 pz
LLG06285815	Sacchetto dim.910x1150mm, rosso, indicatore steriliz., autoclavabile 134°C	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

