



Agitatore magnetico per colture cellulari con controllo interno, bioMIX 1. Senza manutenzione, motore 2mag passo-passo per agitazione gentile, estremamente lenta e senza sobbalzi di colture cellulari, con range di velocità di agitazione esteso da 5 fino a 250 rpm, agitazione liscia e regolare alle basse velocità, regolazione della potenza (10 posizioni) per poter impostare una potenza elevata quando si agitano larghi volumi e campioni viscosi e una potenza ridotta per operazioni continue senza riscaldamento. Display digitale per velocità e potenza, SoftStart per accelerazione affidabile e sicura dell'ancoretta magnetica, QuickSet per una rapida regolazione della partenza e della velocità massima, memoria dell'ultima condizione di lavoro impostata allo spegnimento dello strumento, adatto per fiasche di cultura con elica rotante o sistema rotante a sfera. 3 anni di garanzia. Made in Germany. Nota bene: per uso in incubatore si raccomanda, grazie alla ridotta emissione di calore, la serie bioMIXdrive appositamente sviluppata.



Code	Description	Packaging
LLG09646001	Agitatore magnetico bioMix1, rotazione 5-250rpm, volume agitazione 5-5000ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

