

**Agitatore magnetico accuMIX****02-mag**

Agitatore magnetico accuMIX. Agitatore magnetico mobile, 100% libero da manutenzione e da usura grazie al concetto induttivo per l'agitazione di soluzioni 2mag-Magnetic-Drive, range di velocità da 120 a 1600 rpm, agitazione senza sobbalzi anche alle basse velocità, regolazione della potenza in due step per alta potenza, con riguardo all'agitazione di grossi e viscosi volumi, potenza ridotta per risparmio batteria in operazioni di lunga durata. Costruito per funzionamento a batteria e con alimentazione fissa, equipaggiato con 8 batterie ricaricabili di alta qualità disponibili sul mercato (Mignon/AA), dispositivo universale di alimentazione/carico, stazione intelligente di ricarica batterie e cavo per adattatore 12V per collegamento all'accendisigari della macchina.

**Specifiche**

Condizioni operative: -10...+50°C a 80% R.H. max

Struttura: acciaio inox

Classe di Protezione: IP 30



Code	Description	Packaging
LLG09646011	Agitatore magnetico accuMIX, 100-1600 rpm, volume agitazione 1-3000 L	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

