




Provette per centrifuga, PP

Provette per centrifuga. Provette in polipropilene con ottima stabilità termica, meccanica e chimica. Provette sterili con chiusura a vite. Confezionate in scatole o sacchetti. Con graduazione e area di scrittura. Disponibili non sterili o sterili, non citotossiche ed esenti da DNase/RNase e DNA umano.



Code	Description	Packaging
LLG06263886	Provette per centrifuga, PP, asettiche, in bulk, conica, 15 ml, Ø 17mm, max RCF 6000 x g	50 pz.
LLG09316062	Provette centrifuga, Ø 17,0x120 h mm, 15 ml, coniche, sterili, conf. sing., max RCF 6000 x g	50 pz
LLG09316063	Provette centrifuga, Ø 17,0x120 h mm, 15 ml, coniche, non sterili, max RCF 6000 x g	500 pz
LLG04008506	Provetta centrifuga, Ø 30 mm h 120 mm 50 ml, con orlo, non sterile, max RCF 6000 x g	50 pz
LLG06263887	Provette per centrifuga, PP, asettiche, in bulk, conica, 50 ml, Ø 30mm, max RCF 6000 x g	50 pz.
LLG06263888	Provette per centrifuga, PP, asettiche, in bulk, con orlo, 50 ml, Ø 30 mm, max RCF 6000 x g	50 pz
LLG09316064	Provette centrifuga, Ø 30,0x120 h mm, 50 ml, coniche, sterili, conf. sing., max RCF 6000 x g	50 pz
LLG09316065	Provette centrifuga, Ø 30,0x120 h mm, 50 ml, coniche, non sterili, max RCF 6000 x g	500 pz
LLG09316067	Provette centrifuga, Ø 30,0x120 h mm, 50 ml, orlo, sterili, conf. sing., max RCF 6000 x g	50 pz

