



**Accessori per sistemi di agitazione magnetici 2mag**

**02-mag**

Accessori per sistemi di agitazione magnetici 2mag.



| Code        | Description                                                      | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09646042 | Cavo di estensione per bioMIXdrive, 3m                           | 1 pz.     |
| LLG09646043 | Cavo di estensione per MAXdrive/FABdrive, 3m                     | 1 pz.     |
| LLG09646041 | Cavo di estensione per MIXdrive, 3 m                             | 1 pz.     |
| LLG09646056 | Cornice di allargamento maxFRAME, 500x500 mm, cap. carico 1000kg | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

