

**Agitatore termostato uniTHERMIX****LLG Labware**

uniTHERMIX pro è ideale per l'agitazione e il controllo della temperatura di provette e piastre (a seconda del blocco utilizzato). Grazie all'elevata uniformità della temperatura, alla rapida velocità di riscaldamento e all'eccellente miscelazione, uniTHERMIX pro è perfetto per l'incubazione di campioni di qualsiasi tipo, in particolare per applicazioni Life Science, ad es. reazioni enzimatiche, trasformazioni, denaturazione di DNA e RNA. I blocchi riscaldanti sono fissati magneticamente all'agitatore e non devono essere avvitati.

- Preciso sistema di controllo della temperatura
- Temperatura fino a 100 °C
- Accuratezza temperatura +/- 0,5 °C (da 20 a 45 °C)
- Miscelazione efficiente fino a 1500 giri/min (a seconda del blocco riscaldante)
- Fino a 9 programmi memorizzabili
- Molti opzioni di blocchi disponibili (da ordinare separatamente)
- Riconoscimento automatico dei blocchi
- Range velocità: 300...1500 rpm
- Orbita: 3 mm
- Display: LCD
- Programmi: 6 stadi, 9 programmi
- Timer: 1-99 minuti, continuo
- Capacità: 1 blocco intercambiabile
- Dimensioni (LxPxH): 200x235x120 mm
- Peso: 7,3 kg.



Code	Description	Packaging
LLG06263482	Termomixer uniTHERMIX 1 pro, con riscaldamento, RT+5°C-100 °C	1 pz.
LLG06263484	Termomix uniTHERMIX 2 pro con riscaldamento e raffreddamento, RT-15°C-100°C	1 pz.

## Accessories

Code	Description	Packaging
LLG06263486	Blocchi riscaldanti uniTHERMIX 1/2 pro per prov.0,5ml, 24 fori	1 pz.
LLG06263487	Blocchi riscaldanti uniTHERMIX 1/2 pro per prov. 1,5ml, 24 fori	1 pz.
LLG06263494	Blocchi riscaldanti uniTHERMIX 1/2 pro per prov. 2ml, 24 fori	1 pz.
LLG06263495	Blocchi riscaldanti uniTHERMIX 1/2 pro per prov. 5ml, 8 fori	1 pz.
LLG06263496	Blocchi riscaldanti uniTHERMIX 1/2 pro per prov. 15ml, 8 fori	1 pz.
LLG06263497	Blocchi riscaldanti uniTHERMIX 1/2 pro per prov. 50ml, 4 fori	1 pz.
LLG06263498	Blocchi riscaldanti uniTHERMIX 1/2 pro, per prov.0,2ml/piastre PCR 96 pozz.	1 pz.
LLG06263499	Blocchi riscaldanti uniTHERMIX 1/2 pro, per micropiastre 96/384 pozzetti	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*