

**Carta da filtro quantitativa, filtro rotondo****LLG Labware**

LLG-Carta da filtro quantitativa, filtro rotondo. Prodotta in cellulosa 100%.
Contenuto di ceneri 0,007%. Velocità di filtrazione secondo norme DIN 53137.
Capacità di separazione secondo norme DIN 53135. Lenta $\mu 2m$. - Per precipitati molto fini e piccole particelle. - Per analisi del terreno- Per BaSO₄ (precipitato caldo), PbSO₄, Cu₂O, ZnS, NiS- Priva di ceneri, equivalente fascia blu



Code	Description	Packaging
LLG06242670	Carta filtro quantitativa, lenta, priva ceneri, Ø 110mm, tempo filtr. 180 s	100 pz
LLG09045851	Carta filtro quantitativa, lenta, priva ceneri, Ø 125mm, tempo filtr. 180 s	100 pz
LLG09045852	Carta filtro quantitativa, lenta, priva ceneri, Ø 150mm, tempo filtr. 180 s	100 pz
LLG06242669	Carta filtro quantitativa, lenta, priva ceneri, Ø 185mm, tempo filtr. 180 s	100 pz
LLG07970271	Carta filtro quantitativa, lenta, priva ceneri, Ø 70mm, tempo filtr. 180 s	100 pz
LLG09045850	Carta filtro quantitativa, lenta, priva ceneri, Ø 90mm, tempo filtr. 180 s	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

