



Guanti di sicurezza uvex Profapren, neoprene

Guanti di sicurezza uvex Profapren, neoprene. Guanto di sicurezza in neoprene non supportato di alta qualità usato per protezione contro un ampio spettro di diversi prodotti chimici. Il guanto di sicurezza privo di silicone fornisce un eccellente equilibrio di proprietà contro rischi chimici e meccanici. Conf. 1 paio. Caratteristiche: buona combinazione di flessibilità e resistenza, resistenza verso un largo numero di prodotti chimici e solventi. Applicazioni: industria chimica / lavorazione dei metalli (pulizia), verniciatura/rivestimento.



Code	Description	Packaging
LLG06291290	Guanti di sicurezza uvex Profapren CF 33, neoprene, Taglia 7	10 coppie
LLG06291291	Guanti di sicurezza uvex Profapren CF 33, neoprene, Taglia 8	10 coppie
LLG06291292	Guanti di sicurezza uvex Profapren CF 33, neoprene, Taglia 9	10 coppie
LLG06291293	Guanti di sicurezza uvex profapren CF 33, Cloroprene/Lattice, Misura 10	10 coppie



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

