




Provette per centrifuga, AR-GLAS®, non graduate, senza bordo

BRAND

Provette per centrifuga, AR-GLAS®, non graduate, senza bordo

- Spessore parete: 1 mm
- Carico massimo: 3500 x g rcf.



Code	Description	Packaging
LLG09315421	Provette per centrifuga, AR-GLAS®, non graduate, senza bordo, Volume nominale 13 ml, Ø est. 16.5 mm, Altezza 98 mm, Spessore parete 1 mm, Fondo tondo, Max. 3500 RCF	100 pz
LLG09315423	Provette per centrifuga, AR-GLAS®, non graduate, senza bordo, Volume nominale 11 ml, Ø est. 16.5 mm, Altezza 98 mm, Spessore parete 1 mm, Fondo cono a punta, Max. 3500 RCF	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

