

**Guanto di sicurezza uvex Rubiflex S, NBR****Uvex**

Guanto di sicurezza uvex Rubiflex S, NBR. Guanto NBR di sicurezza, confortevole, con design rinforzato senza cuciture e con eccellente resistenza chimica e all'abrasione. Conf. 1 paio. Caratteristiche: forma anatomica, altamente flessibile, caratteristiche meccaniche molto buone, eccellente resistenza a molti prodotti chimici, acidi, alcali, olii minerali e solventi, buon assorbimento del vapore acqueo grazie alla fodera in cotone. Applicazioni: industria chimica, industria automobilistica, industria lavorazione metalli, industria meccanica, sabbiature.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG07602595 | Guanti di sicurezza Rubiflex S, taglia 10, lungh. 270 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 10 conf. o multipli di 10 conf. | 1 pz. |
| LLG09414608 | Guanti di sicurezza Rubiflex S, taglia 8, lungh. 350 mm | 1 pz. |
| LLG09414609 | Guanti di sicurezza Rubiflex S, taglia 9, lungh. 350 mm | 1 pz. |
| LLG09414610 | Guanti di sicurezza Rubiflex S, taglia 10, lungh. 350 mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz | 1 pz. |
| LLG09414611 | Guanti di sicurezza Rubiflex S, taglia 11, lungh. 350 mm | 1 pz. |
| LLG06231389 | Guanti di sicurezza Rubiflex S, taglia 8, lungh. 400 mm | 1 pz. |
| LLG06231425 | Guanti di sicurezza Rubiflex S, taglia 9, lungh. 400 mm | 1 pz. |
| LLG06231447 | Guanti di sicurezza Rubiflex S, taglia 10, lungh. 400 mm | 1 pz. |
| LLG06301526 | Guanti di sicurezza Rubiflex S, versione lunga, taglia 9, lungh. 600 mm | 1 pz. |
| LLG09414612 | Guanti di sicurezza Rubiflex S, versione lunga, taglia 10, lungh. 600 mm | 1 pz. |
| LLG09414613 | Guanti di sicurezza Rubiflex S, versione lunga, taglia 11, lungh. 600 mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

