

**Guanto di sicurezza uvex Rubiflex S, NBR****Uvex**

Guanto di sicurezza uvex Rubiflex S, NBR. Guanto NBR di sicurezza, confortevole, con design rinforzato senza cuciture e con eccellente resistenza chimica e all'abrasione. Conf. 1 paio.

Caratteristiche: forma anatomica, altamente flessibile, caratteristiche meccaniche molto buone, eccellente resistenza a molti prodotti chimici, acidi, alcali, olii minerali e solventi, buon assorbimento del vapore acqueo grazie alla fodera in cotone. Applicazioni: industria chimica, industria automobilistica, industria lavorazione metalli, industria meccanica, sabbiature.



Code	Description	Packaging
LLG07602595	Guanti di sicurezza Rubiflex S, taglia 10, lungh. 270 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 10 conf. o multipli di 10 conf.	1 pz.
LLG09414608	Guanti di sicurezza Rubiflex S, taglia 8, lungh. 350 mm	1 pz.
LLG09414609	Guanti di sicurezza Rubiflex S, taglia 9, lungh. 350 mm	1 pz.
LLG09414610	Guanti di sicurezza Rubiflex S, taglia 10, lungh. 350 mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz.
LLG09414611	Guanti di sicurezza Rubiflex S, taglia 11, lungh. 350 mm	1 pz.
LLG06231389	Guanti di sicurezza Rubiflex S, taglia 8, lungh. 400 mm	1 pz.
LLG06231425	Guanti di sicurezza Rubiflex S, taglia 9, lungh. 400 mm	1 pz.
LLG06231447	Guanti di sicurezza Rubiflex S, taglia 10, lungh. 400 mm	1 pz.
LLG06301526	Guanti di sicurezza Rubiflex S, versione lunga, taglia 9, lungh. 600 mm	1 pz.
LLG09414612	Guanti di sicurezza Rubiflex S, versione lunga, taglia 10, lungh. 600 mm	1 pz.
LLG09414613	Guanti di sicurezza Rubiflex S, versione lunga, taglia 11, lungh. 600 mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz.

