

**Accessori EASYCAL****BRAND****Accessori EASYCAL™**

Per calibrare pipette < 50 µl.

- Provette
- Contenitore per micropesatura: La piccola apertura del tappo e il filtro interno proteggono dall'evaporazione. Include 10 filtri e 3 tappi di copertura.
- Confezione di filtri: 20 filtri di ricambio
- Set di tappi di copertura: 3 tappi di ricambio



Code	Description	Packaging
LLG04000231	Contenitore per micropesatura	1 pz
LLG04000232	Pacchetto filtro, set 20 filtri	1 pz
LLG04000233	Set di 3 tappi di copertura	1 pz
LLG07056340	Provetta/capillare EASYCAL	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

