

**Guanti di protezione da taglio uvex C500 dry/foam****Uvex**

Guanti di protezione da taglio uvex C500 dry/foam. Il nuovo range di guanti uvex C500 fissa nuovi standards per protezione, comfort, flessibilità, destrezza ed economicità. N.1 paio per confezione. Modello C500 Foam: palmo e punta delle dita rivestito con schiuma a presa morbida, che respinge l'umidità. Modello C500 dry: palmo con micro-protuberanze, per aree di lavoro secche. Caratteristiche: tecnologia brevettata uvex Profas Bamboo TwinFlex®, innovativo rivestimento SoftGrip, protezione da taglio veramente alta (Taglio 5), altissimo comfort grazie al climazone uvex, elevatissimo senso tattile, alta resistenza all'abrasione, flessibile, senza silicone come da prova impronta.



Code	Description	Packaging
LLG09414650	Guanti di sicurezza helix C5, taglia 7	1 pz.
LLG09414655	Guanti per protezione da taglio, taglia 7, lungh. 27 mm	1 pz.
LLG09414651	Guanti di sicurezza helix C5, taglia 8	1 pz.
LLG09414656	Guanti per protezione da taglio, taglia 8, lungh. 27 mm	1 pz.
LLG09414652	Guanti di sicurezza helix C5, taglia 9	1 pz.
LLG09414657	Guanti per protezione da taglio, taglia 9, lungh. 27 mm	1 pz.
LLG09414653	Guanti di sicurezza helix C5, taglia 10	1 pz.
LLG09414658	Guanti per protezione da taglio, taglia 10, lungh. 27 mm	1 pz.
LLG09414654	Guanti di sicurezza helix C5, taglia 11	1 pz.
LLG09414659	Guanti per protezione da taglio, taglia 11, lungh. 27 mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz.

